

POVI-IODINE 100 ANTISETTICO - 125 ml - biocida - commercializzazione solo in Italia conf. 24 pz.



POVI-IODINE 100 ANTISETTICO - 125 ml - confezione da 24

Povi-Iodine 100 è una soluzione liquida pronta all'uso a base di Iodopovidone con una concentrazione al 10%.

Ideale per il lavaggio e la disinfezione delle mani nelle strutture sanitarie.

Uso professionale.

Azione biocide efficace

Battericida (EN 13727, EN 1500, EN 1499),

Lieviticide (EN 13624),

Virucida (Adenovirus, Norovirus murino EN 14476)

Biocida PT01 - IT/2021/00714/AUT.

Registrazione e commercializzazione solo in Italia.

Etichetta: IT.

Durata a scaffale: 24 mesi

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di soluzione contengono: 10 g Iodio polivinilpirrolidone (iodopovidone 10% iodio), glicerina, coformulanti e acqua purificata q.b. 100 g