

POVI-IODINE 100 ANTISETTICO - 1000 ml - biocida - commercializzazione solo in Italia



POVI-IODINE 100 ANTISETTICO - 1.000 ML

Povi-Iodine 100 è una soluzione liquida pronta all'uso a base di Iodopovidone con una concentrazione al 10%.

Ideale per il lavaggio e la disinfezione delle mani nelle strutture sanitarie.

Uso professionale.

Azione biocida efficace

Battericida (EN 13727, EN 1500, EN 1499), Lieviticida (EN 13624), Virucida (Adenovirus, Norovirus murino EN 14476), Biocida PT01 - IT/2021/00714/AUT.

Registrazione e commercializzazione solo in Italia.

Etichetta: IT.

Durata a scaffale: 24 mesi

Il Povi-Iodine 100 antiseptico da 1000 ml è una soluzione a base di iodopovidone al 10%, indicata per la disinfezione e l'antisepsi della cute in ambito sanitario. È utilizzato principalmente per il lavaggio e la disinfezione delle mani e della pelle prima di procedure mediche, garantendo un'elevata efficacia contro un ampio spettro di microrganismi.

Grazie alla sua formulazione, il prodotto esercita un'azione biocida completa, risultando efficace contro batteri, lieviti, virus e altri agenti patogeni. È particolarmente indicato per l'uso in ospedali, ambulatori, studi medici e ambienti sanitari professionali.

La soluzione è pronta all'uso e non richiede diluizione, assicurando praticità e rapidità nelle operazioni di disinfezione. La presenza di iodopovidone consente un'azione antisettica prolungata, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazioni.

Composizione

- Iodopovidone (povidone-iodio) al 10%
- Eccipienti: glicerina, coformulanti e acqua purificata

Caratteristiche principali

- Tipologia: antisettico cutaneo
 - Formato: 1000 ml
 - Principio attivo: iodopovidone 10%
 - Azione biocida ad ampio spettro
 - Efficace contro batteri, virus e lieviti
 - Soluzione pronta all'uso
 - Indicato per uso professionale sanitario
 - Ideale per disinfezione mani e cute
 - Conforme a normative EN (battericida, lieviticida, virucida)
 - Registrato come biocida
 - Durata e shelf-life: 24 mesi
-

FAQ - Domande frequenti

A cosa serve il Povi-Iodine 100?

È un antisettico utilizzato per la disinfezione della pelle e delle mani in ambito sanitario.

Qual è il principio attivo?

Contiene iodopovidone al 10%, noto per la sua efficacia antisettica.

È pronto all'uso?

Sì, non necessita di diluizione ed è subito utilizzabile.

Contro quali microrganismi è efficace?

Ha azione contro batteri, virus e lieviti.

È adatto per uso professionale?

Sì, è destinato all'utilizzo in strutture sanitarie e ambienti professionali.

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di soluzione contengono: 10 g Iodio polivinilpirrolidone (iodopovidone 10% iodio), glicerina, coformulanti e acqua purificata q.b. 100 g

Povi-Iodine 100 antisettico 1000 ml a base di iodopovidone 10%. Soluzione biocida per disinfezione cutanea e mani in ambito sanitario professionale.