

POVI-IODINE 100 ANTISETTICO - 1000 ml - biocida - commercializzazione solo in Italia



POVI-IODINE 100 ANTISETTICO - 1.000 ML_

—
—
—

Povi-Iodine 100 è una soluzione liquida pronta all'uso a base di Iodopovidone con una concentrazione al 10%._

—

Ideale per il lavaggio e la disinfezione delle mani nelle strutture sanitarie._

—
—
—

Uso professionale._

—
—
—

Azione biocide efficace_

—

Battericida (EN 13727, EN 1500, EN 1499),_

–

Lieviticida (EN 13624),_

–

Virucida (Adenovirus, Norovirus murino EN 14476)_

–

Biocida PT01 - IT/2021/00714/AUT._

–

Registrazione e commercializzazione solo in Italia._

–

Etichetta: IT._

–

Durata a scaffale: 24 mesi

COMPOSIZIONE CHIMICA_

–

100 g di soluzione contengono: 10 g Iodio polivinilpirrolidone (iodopovidone 10% iodio), glicerina, coformulanti e acqua purificata q.b. 100 g