

GEL ANTIBATTERICO - tubetto da 100 ml - verde - mela conf. 30 pz.



GEL ANTIBATTERICO DETERGENTE PER MANI_

- Gel antibatterico tubetto 100 ml
- verde - mela

Gel mani antibatterico, deterge le mani ed evita l'insediamento di batteri.

Efficace contro batteri, virus, funghi.

Non richiede acqua.

Contiene: Alcol al 75%, Acqua, Glicerina, Propilenglicole, Carbomer, Trietanolamina.