

## **GEL ANTIBATTERICO - bottiglia da 500 ml - trasparente conf. 20 pz.**



### **GEL ANTIBATTERICO DETERGENTE PER MANI**

- Gel antibatterico flacone 500 ml
- trasparente

Ciascun flacone include la pompetta dosatrice.

Gel mani antibatterico, deterge le mani ed evita l'insediamento di batteri.

Efficace contro batteri, virus, funghi.

Non richiede acqua.

Contiene: Alcol al 75%, Acqua, Glicerina, Propilenglicole, Carbomer, Trietanolamina.