

Gel Antibatterico Mani 1 Litro - Disinfettante con Alcol 75% (Conf. 18 Bottiglie)



Gel Antibatterico Mani 1 Litro - Disinfettante con Alcol 75%

- Gel antibatterico flacone 1 l
- trasparente

Ciascun flacone include la pompetta dosatrice.

Gel mani antibatterico, deterge le mani ed evita l'insediamento di batteri.

Efficace contro batteri, virus, funghi.

Non richiede acqua.

Il gel antibatterico per mani da 1 litro è una soluzione pratica ed efficace per l'igiene quotidiana delle mani in ambienti sanitari, professionali e pubblici. Grazie alla sua formulazione con alcol al 75%, aiuta a eliminare batteri, virus e funghi, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazione e diffusione di microrganismi.

La formula in gel consente un'applicazione semplice e rapida, asciugandosi velocemente senza lasciare residui appiccicosi. Il prodotto è arricchito con glicerina e propilenglicole, ingredienti che aiutano a mantenere la pelle morbida e idratata anche dopo utilizzi frequenti.

Il gel antibatterico è ideale per l'utilizzo in ospedali, ambulatori, studi medici, uffici, scuole e ambienti pubblici, ma anche per l'igiene personale in casa o in viaggio. Non richiede risciacquo e può essere utilizzato in qualsiasi momento per una sanificazione immediata delle mani.

La confezione comprende 18 bottiglie da 1 litro, soluzione conveniente per strutture sanitarie, aziende o attività che necessitano di un utilizzo frequente di prodotti per l'igiene delle mani.

FAQ - Domande e Risposte

Il gel antibatterico necessita di risciacquo?

No, il gel si applica direttamente sulle mani e si asciuga rapidamente senza bisogno di acqua.

Qual è la percentuale di alcol presente?

La formulazione contiene alcol al 75%, efficace contro batteri, virus e funghi.

Il prodotto secca la pelle?

No, la presenza di glicerina e propilenglicole aiuta a mantenere la pelle morbida e idratata.

In quali ambienti può essere utilizzato?

È adatto per ambienti sanitari, uffici, scuole, negozi e per uso domestico.

Quante bottiglie sono incluse nella confezione?

La confezione contiene 18 bottiglie da 1 litro.

Il gel è adatto per uso frequente?

Sì, è formulato per essere utilizzato più volte al giorno mantenendo una buona tollerabilità cutanea.

Gel antibatterico mani 1 litro con alcol 75%.

Disinfettante mani senza risciacquo efficace contro batteri e virus.

Confezione da 18 bottiglie.

Contiene: Alcol al 75%, Acqua, Glicerina, Propilenglicole, Carbomer, Trietanolamina.