

GEL ANTIBATTERICO - bottiglia da 1 litro - trasparente conf. 18 pz.



GEL ANTIBATTERICO DETERGENTE PER MANI_

—

—

—

- Gel antibatterico flacone 1 l_

—

- trasparente_

—

—

—

Ciascun flacone include la pompetta dosatrice._

—

—

—

Gel mani antibatterico, deterge le mani ed evita l'insediamento di batteri._

–

Efficace contro batteri, virus, funghi._

–

Non richiede acqua.

Contiene: Alcol al 75%, Acqua, Glicerina, Propilenglicole, Carbomer, Trietanolamina.