

GEL ANTIBATTERICO - tanica da 5 litri - trasparente conf. 2 pz.



GEL ANTIBATTERICO DETERGENTE PER MANI

- Gel antibatterico tanica 5 l
- trasparente

Include 1 flacone vuoto 250 ml e 1 beccuccio.

Gel mani antibatterico, deterge le mani ed evita l'insediamento di batteri.

Efficace contro batteri, virus, funghi.

Non richiede acqua.

Contiene: Alcol al 75%, Acqua, Glicerina, Propilenglicole, Carbomer, Trietanolamina.