

ALCOMED ALCOHOL PADS - scatola da 100 pads 100 scatole



ALCOLPAD - conf. da 10.000 (100 scatole da 100 tamponi)_

—

—

—

Tamponi imbevuti di alcol isopropilico al 70%, per la disinfezione della cute._

—

—

—

Dimensioni bustina 50x50 mm, tampone piegato 32,5x30 mm, tampone aperto 65x30 mm._

—

—

—

Scatola/istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.