

FAZZOLETTINI DISINFETTANTI TEKNA PER SUPERFICI conf. 600 pz.



TEKNA SALVIETTE DISINFETTANTI PER SUPERFICI (12 flowpack da 50)_

Salviette pronte all'uso studiate per detergere e disinfettare contemporaneamente oggetti e superfici, eliminando germi e batteri.

La clorexidina, il banzalconio e l'alcol presenti in formula garantiscono la disinfezione profonda di tutte le superfici lavabili, con un'ottima azione detergente e sgrassante.

Non contengono profumo, coloranti o agenti sbiancanti.

Conformi a EN1650, EN1276, EN13697. Regolamento CE N. 648/2004.

Etichetta: GB, IT.

Dimensioni delle salviette: 14,3x23,3 cm

Made in Italy.

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g di soluzione imbevuta di disinfettante a base di alcol contengono: Digluconato di Clorexidina 0,1 g; Cloruro di benzalconio 0,1 g; Alcol isopropilico; Alcol etilico; Coformulanti; Acqua depurata q.b. a 100 g. Registrazione Ministero della Salute 19354