

ACQUA OSSIGENATA - 250 ml - GB,FR,IT,ES conf. 12 pz.



ACQUA OSSIGENATA (Perossido di idrogeno) - 250 ml - conf. 12 flaconi_

—

—

—

Perossido di idrogeno (soluzione diluita al 3%) 10 volumi._

—

—

—

Inodore e incolore._

—

—

—

Etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES._

—

—

—

Made in Italy.

COMPOSIZIONE CHIMICA_

—

Perossido di idrogeno: =3% (10 vol.)_

—

Acqua: =96,999%_

—

Stabilizzatore: 0,001%