

## GERMOCID BASIC SPRAY 750 ml - senza vaporizzatore



Ideale per la pulizia e disinfezione di superfici ad uso medico in materiale non sensibile all'alcool quali, bracciali, maniglie ed oggetti usati dai dentisti. Azione disinfettante: l'associazione tra Clorexidina e Sali di Ammonio Quaternario insieme all'alto contenuto di alcool garantiscono un ampio spettro di efficacia verso:

- Batteri Gram+ e Gram-
- HIV, HBV, HCV (epatite B e C) in 1 minuto di contatto
- Funghi, micobatteri (TBC) in 5 minuti di contatto.

Alto potere detergente, rapida evaporazione, non disattivato da sostanze organiche. Azione battericida, virucida, fungicida.

### COMPOSIZIONE CHIMICA PER 100 g DI PRODOTTO:

- Clorexidina digluconato: 0.1 g
- Benzalconio cloruro: 0.1 g
- Alcol etilico: 45.0 g
- Alcol isopropilico: 15.0 g
- Coformulanti e acqua depurata q.b. a 100 g
- Aspetto: liquido incolore
- Odore: nessun profumo aggiunto