

DISINFETTANTE AMBIENTALE - 3 litri



DISINFETTANTE AMBIENTALE - tanica da 3 litri_

—

—

—

Detergente-disinfettante liquido concentrato per ambienti._

—

Da diluire in acqua con concentrazione allo 0,5% per la disinfezione e la pulizia di superfici, piani di lavoro, piastrelle, pavimenti, sanitari, anche con macchine lava-pavimenti._

—

Adatto per grandi aree (ospedali, cliniche, case di riposo, palestre)._

—

—

—

- Azione disinfettante: garantisce ampia protezione da virus, funghi, batteri Gram+ e Gram-

._

—

- Azione detergente: contiene tensioattivi non ionici che migliorano la pulizia delle superfici._

—

–

–

Etichetta/manuale: GB, FR, IT._

–

Made in Italy.

COMPOSIZION E CHIMICA_

–

100 g di prodotto contengono:_

–

Composto di ammonio quaternario 10 g_

–

Isotiazolinone magnesio cloruro 0,2 g_

–

Coformulanti e acqua depurata 100 g_

–

Aspetto: liquido giallo paglierino_

–

Profumo: agrumi_

–

Biodegradabilità: detergente conforme al Regolamento (CE) N. 648/2004_

–

Registrazione Ministero della Salute 9658