

TEKNA DISINFETTANTE SPRAY - 400 ml



TEKNA DISINFETTANTE SPRAY - 400 ml

Disinfettante spray approvato dal Ministero della Salute.

Oltre a eliminare rapidamente funghi, batteri e allergeni, svolge un'efficace azione deodorante. Utile per disinfettare e deodorare tessuti e superfici morbide quali divani, poltrone, sedie, cuscini, materassi, zerbini, tende, tappeti e aree di grande passaggio quali spogliatoi, sale d'attesa, aule scolastiche, mense, palestre, bagni pubblici.

Azione disinfettante:

- Spettro completo di azione contro batteri gram-positivi e gram-negativi e funghi.
- Il disinfettante spray Tekna non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali.

Tekna Disinfettante Spray 400 ml per Igiene e Sanificazione Quotidiana

Il Tekna Disinfettante Spray 400 ml è un disinfettante aerosol pronto all'uso, studiato per garantire un'igiene efficace su superfici, tessuti e materiali di uso comune. Approvato dal Ministero della Salute, svolge una rapida azione disinfettante e deodorante contribuendo a mantenere ambienti più puliti e igienizzati.

La formulazione è efficace contro batteri gram-positivi, gram-negativi e funghi, rendendolo adatto per molteplici applicazioni in ambienti sanitari, professionali e domestici. Grazie alla pratica erogazione spray, il prodotto raggiunge facilmente superfici e tessuti senza necessità di risciacquo.

Tekna è indicato per la disinfezione e deodorazione di divani, poltrone, sedie, cuscini, materassi, tende, tappeti, sale d'attesa, spogliatoi, palestre, mense, scuole e altri ambienti ad alta frequentazione. La formula non bagna, non macchia e non lascia residui, preservando l'integrità dei materiali trattati.

La confezione da 400 ml offre una soluzione pratica e versatile per interventi rapidi di sanificazione quotidiana.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve Tekna Disinfettante Spray?

Serve per disinfettare e deodorare superfici e tessuti in modo rapido ed efficace.

Può essere utilizzato sui tessuti?

Sì, è indicato per divani, poltrone, tende, materassi e altri tessuti d'arredo.

Lascia macchie o residui?

No, la formulazione è studiata per non macchiare e non lasciare residui.

È efficace contro batteri e funghi?

Sì, possiede uno spettro d'azione contro batteri gram-positivi, gram-negativi e funghi.

È adatto ad ambienti pubblici?

Sì, può essere utilizzato in scuole, palestre, sale d'attesa, mense e altri ambienti collettivi.

Tekna Disinfettante Spray 400 ml per superfici e tessuti.

Azione disinfettante e deodorante efficace contro batteri e funghi. Non bagna e non macchia.

COMPOSIZIONE CHIMICA

100,00 g contengono: Cloruro di benzalconio 0,10 g; Bifenil-2-olo 0,02 g; Propan-2-olo; Profumo; Propellenti q.b. a 100,00 g.

Forma del prodotto: spray profumato. Registrazione Ministero della Salute N. 13.431