

MEDICAL SOAP sapone disinfettante, bustina da 5 ml conf. 500 pz.



MEDICAL SOAP - bustina 5 ml - conf. da 500_

—

—

—

Sapone liquido antisettico per disinfettare mani e cute._

—

Indicato per la disinfezione delle mani del chirurgo e del personale medico e la cute del paziente._

—

Riduce il rischio di infezioni crociate._

—

Contiene sostanze emollienti che lasciano la pelle morbida._

—

—

—

Etichetta/istruzioni: GB, IT._

—

—

—

Made in Italy.

COMPOSIZIONE CHIMICA_

—

100 g contengono: Cloruro di Alchilbenzildimetilammonio 0,50 g; Ortofenilfenolo 0,50 g; profumo; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g._

—

Registrazione Ministero della Salute PMC 19570