

MEDICAL SOAP sapone disinfettante, flacone da 0,5 litri conf. 12 pz.



MEDICAL SOAP - 0,5 l - conf. da 12_

—

—

—

Sapone liquido antisettico per disinfettare mani e cute._

—

Indicato per la disinfezione delle mani del chirurgo e del personale medico e la cute del paziente._

—

Riduce il rischio di infezioni crociate._

—

Contiene sostanze emollienti che lasciano la pelle morbida._

—

—

—

Etichetta/istruzioni: GB, IT._

—

—

—

Made in Italy.

COMPOSIZIONE CHIMICA_

—

100 g contengono: Cloruro di Alchilbenzildimetilammonio 0,50 g; Ortofenilfenolo 0,50 g; profumo; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g._

—

Registrazione Ministero della Salute PMC 19570