

MEDICAL SOAP sapone disinfettante, flacone da 1 litro



MEDICAL SOAP sapone disinfettante, flacone da 1 litro

Sapone liquido antisettico per disinfettare mani e cute.

Indicato per la disinfezione delle mani del chirurgo e del personale medico e la cute del paziente.

Riduce il rischio di infezioni crociate.

Contiene sostanze emollienti che lasciano la pelle morbida.

Etichetta/istruzioni: GB, IT.

Made in Italy.

Il Medical Soap Sapone Disinfettante 1 Litro è un sapone liquido antisettico studiato per la deterzione e la disinfezione di mani e cute. È indicato per l'impiego in ospedali, ambulatori,

studi medici, RSA e in tutti gli ambienti dove è richiesta un'elevata igiene delle mani e della pelle.

La sua formulazione aiuta a ridurre il rischio di contaminazioni crociate ed è adatta alla disinfezione delle mani del personale sanitario, del chirurgo e della cute del paziente prima delle procedure. Contiene inoltre sostanze emollienti che contribuiscono a mantenere la pelle morbida anche in caso di utilizzo frequente.

Il prodotto è registrato presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico (PMC) ed è fornito in pratico flacone da 1 litro, ideale per dispenser e utilizzi professionali continuativi.

Prodotto Made in Italy.

FAQ - Domande Frequenti

A cosa serve il Medical Soap?

È un sapone liquido antisettico indicato per la disinfezione di mani e cute.

Può essere utilizzato dal personale sanitario?

Sì, è indicato per la disinfezione delle mani del personale medico, del chirurgo e della cute del paziente.

Aiuta a prevenire le contaminazioni crociate?

Sì, è formulato per contribuire a ridurre il rischio di contaminazioni crociate negli ambienti sanitari.

Contiene sostanze emollienti?

Sì, contiene sostanze emollienti che aiutano a mantenere la pelle morbida anche dopo utilizzi frequenti.

Qual è il formato della confezione?

È disponibile in flacone da 1 litro, pratico per l'utilizzo professionale e con dispenser.

Medical Soap Sapone Disinfettante 1 Litro per mani e cute.

Sapone liquido antisettico con sostanze emollienti, ideale per ospedali, studi medici e ambienti sanitari.

COMPOSIZIONE CHIMICA

100 g contengono: Cloruro di Alchilbenzildimetilammonio 0,50 g; Ortofenilfenolo 0,50 g; profumo; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g.

Registrazione Ministero della Salute PMC 19570