

## **GERMOCID POLVERE - barattolo da 500 g conf. 2 pz.**



### **Germocid Polvere - Barattolo da 500 g Conf. 2 Pz**

Germocid Polvere è un disinfettante professionale in polvere indicato per la decontaminazione e la disinfezione di dispositivi medici, strumenti sanitari e superfici in ambito ospedaliero, ambulatoriale e professionale. Grazie alla sua formulazione specifica, rappresenta una soluzione efficace per garantire elevati standard di igiene e sicurezza durante le attività sanitarie quotidiane.

Il prodotto è particolarmente adatto per la preparazione di soluzioni disinfettanti destinate alla pulizia di attrezzature medicali e materiali sanitari, contribuendo alla riduzione della contaminazione microbica. La formulazione in polvere permette un dosaggio pratico e una lunga conservazione del prodotto, rendendolo ideale per utilizzi frequenti in cliniche, laboratori, studi medici e strutture assistenziali.

Germocid Polvere viene fornito in pratici barattoli da 500 grammi, confezione da 2 pezzi, pensata per assicurare una gestione efficiente delle scorte professionali. La qualità dei

componenti e l'affidabilità del prodotto lo rendono una scelta indicata per operatori sanitari che necessitano di detergenti e disinfettanti professionali ad alte prestazioni.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve Germocid Polvere?**

*Serve per la disinfezione di dispositivi medici e strumenti sanitari.*

### **In quale formato viene venduto?**

*In barattoli da 500 grammi in confezione da 2 pezzi.*

### **È adatto per uso professionale?**

*Sì, è pensato per strutture sanitarie e ambienti professionali.*

### **Può essere utilizzato su dispositivi medici?**

*Sì, è indicato per la decontaminazione di dispositivi medici.*

### **La formulazione è liquida o in polvere?**

*È una formulazione in polvere.*

Germocid Polvere disinfettante professionale per dispositivi medici e strumenti sanitari.

Barattolo da 500 g in confezione da 2 pezzi.