

GEL MULTIUSI - 75 ml - tubetto conf. 24 pz.



Multiusi gel - 75 ml_

—

—

—

Multiusi Gel è un gel a base di alcol, semplice da utilizzare perché non necessita di acqua (la sua speciale formulazione lascia le mani fresche, morbide e piacevolmente profumate)._

—

Contiene alcol etilico (+70% v/v)._

—

È indicato per gli specialisti del settore medico ospedaliero e anche per gli operatori del settore alimentare._

—

Ideale tra una visita e l'altra perché garantisce la massima igiene._

—

È usato a scopo cautelativo ogni volta che si viene a contatto con persone o con oggetti potenzialmente contaminati, in sostituzione di acqua e sapone._

—

È indispensabile fuori casa e in viaggio.

COMPOSIZIONE CHIMICA_

—

Ingredienti: Alcol Denaturato, Acqua, Acrilati/ C10-30 Crosspolimero Alchilacrilato, Trietanolamina, Propilenglicole, Profumo (Fragranza), Benzofenone-4, Benzoato di Benzile, Citrale, Limonene, Linalolo