

GERMOCID INODORE - bottiglia da 1 litro



GERMOCID INODORE - bottiglia da 1 l_

—

—

—

Soluzione concentrata con un'azione detergente e disinfettante rapida ed efficace contro batteri Gram+ e Gram-, funghi, micobatteri e virus (adenovirus, HIV, HBV, HCV)._

—

Deterge e disinfetta in modo veloce e pratico tutte le superfici di dispositivi medici non invasivi quali letti, lettighe, maschere e varie attrezzature (piani di lavoro, braccioli, maniglie, ecc.) solitamente in uso negli studi medici o dentistici, negli ospedali e nei centri estetici._

—

—

—

Disinfetta, sgrassa e deterge senza macchiare e senza lasciare aloni. Utilizzabile anche per superfici e materiali sensibili all'alcol._

—

—

–

Dispositivo Medico di Classe IIa in conformità alla Direttiva 93/42/CEE._

–

–

–

Etichetta/istruzioni: GB, IT.

COMPOSIZIONE CHIMICA - 100 g di prodotto contengono:_

–

Cloruro di benalconio 10,0 g; Ortofenilfenolo 1,0 g; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g