

GERMOCID INODORE - tanica da 5 litri



GERMOCID INODORE - tanica da 5 litri

Soluzione concentrata con un'azione detergente e disinfettante rapida ed efficace contro batteri Gram+ e Gram-, funghi, micobatteri e virus (adenovirus, HIV, HBV, HCV).

Deterge e disinfetta in modo veloce e pratico tutte le superfici di dispositivi medici non invasivi quali letti, lettighe, maschere e varie attrezzature (piani di lavoro, braccioli, maniglie, ecc.) solitamente in uso negli studi medici o dentistici, negli ospedali e nei centri estetici.

Disinfetta, sgrassa e deterge senza macchiare e senza lasciare aloni. Utilizzabile anche per superfici e materiali sensibili all'alcol.

Dispositivo Medico di Classe IIa in conformità alla Direttiva 93/42/CEE.

Etichetta/istruzioni: GB, IT.

Germocid Inodore Tanica da 5 Litri - Disinfettante e Detergente Professionale per Superfici e Dispositivi Medici

Germocid Inodore è una soluzione concentrata ad azione detergente e disinfettante studiata per la pulizia professionale di superfici, attrezzature e dispositivi medici non invasivi. Grazie alla sua formulazione specifica, garantisce un'efficace azione contro batteri Gram positivi e Gram negativi, funghi, micobatteri e numerosi virus, contribuendo a mantenere elevati standard igienici negli ambienti sanitari e professionali.

La confezione in tanica da 5 litri è particolarmente indicata per ospedali, ambulatori, studi medici, cliniche, laboratori, RSA e strutture sanitarie che necessitano di un prodotto adatto all'uso frequente e continuativo. La formulazione inodore consente un'utilizzo confortevole anche in ambienti chiusi e in presenza di pazienti.

Germocid Inodore deterge, sgrassa e disinfetta senza lasciare aloni o residui sulle superfici trattate. Può essere utilizzato su lettini, piani di lavoro, maschere, bracciali, maniglie, attrezzature medicali e numerose altre superfici compatibili, offrendo un'elevata praticità operativa.

Dispositivo Medico di Classe IIa conforme alle normative europee per l'impiego professionale in ambito sanitario.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve Germocid Inodore?

È un detergente disinfettante professionale per superfici e dispositivi medici non invasivi.

Qual è il formato della confezione?

Il prodotto viene fornito in pratica tanica da 5 litri.

Lascia odori persistenti?

No, la formulazione è inodore e adatta all'utilizzo in ambienti sanitari.

Può essere utilizzato su dispositivi medici?

Sì, è indicato per la disinfezione di dispositivi medici non invasivi e attrezzature sanitarie.

Lascia residui o aloni?

No, deterge e disinfetta senza lasciare residui visibili sulle superfici trattate.

Germocid Inodore tanica 5 litri, detergente disinfettante professionale per superfici e dispositivi medici.

Azione rapida contro batteri, funghi e virus.

COMPOSIZIONE CHIMICA - 100 g di prodotto contengono:

Cloruro di benzalconio 10,0 g; Ortofenilfenolo 1,0 g; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g