

BAVAGLIO PAZIENTI conf. 600 pz.



BAVAGLIO CON TASCA_

—

—

—

Bavaglio monouso costituito da 1 velo di cellulosa altamente assorbente e 1 velo di polietilene blu impermeabile._

—

—

—

Conf. da 600 (6 sacche da 100 bavagli)._

—

—

—

Dimensioni: 37 x 67 cm + 10 cm (tasca)_

—

Facile da allacciare tramite lacci_

—

Estremamente morbido e confortevole_

—

Ampia tasca