

GERMOCID WIPES - salviettine - alcol 15% - tubetto



SALVIETTINE GERMOCID - alcol 15% - 220 salviettine_

—

—

—

Ideali per detergere e disinfettare dispositivi medici non invasivi e superfici di studi medici e dentistici._

—

Azione disinfettante: azione disinfettante rapida ed efficace contro batteri Gram+ e Gram-, lieviti, muffe, funghi, micobatteri tubercolari (TBC), virus (HIV - HVB - HVC)._

—

—

—

Non sono inattivate da residui organici._

—

Elevato potere detergente e rapida evaporazione._

—

Il basso contenuto di alcol delle salviettine Germocid (15%) consente di usarle in modo sicuro senza danneggiare i materiali._

–

–

–

Etichetta/manuale: GB, FR, IT._

–

Made in Italy.

COMPOSIZIONE CHIMICA_

–

100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio 0,50 g; O-fenilfenolo 0,02 g; Alcol isopropilico, Etanolo, coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g.