

GERMOCID BASIC WIPES - salviettine - alcol 60% - tubetto



SALVIETTINE GERMOCID basic - alcol 60% - 220 salviettine_

—

—

—

Ideali per detergere e disinfettare dispositivi medici non invasivi e superfici di studi medici e dentistici._

—

Azione disinfettante: azione disinfettante rapida ed efficace contro batteri Gram+ e Gram-, lieviti, muffe, funghi, micobatteri tubercolari (TBC), virus (HIV - HVB - HVC)._

—

—

—

Non sono inattivate da residui organici._

—

Elevato potere detergente e rapida evaporazione._

—

—

–

Etichetta/manuale: GB, FR, IT._

–

Made in Italy.

COMPOSIZIONE CHIMICA_

–

100 g di prodotto contengono: Clorexidina digluconato 0,1 g; Cloruro di benzalconio 0,1 g; Etanolo 45,0 g; Alcol isopropilico 15,0 g; Coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g.