

GERMOCID TEC SPRAY 750 ml



Detergente disinfettante schiumoso per dispositivi medici non invasivi utilizzati in studi di tatuaggi, cliniche, ospedali, centri estetici._

—

—

—

Adatto per superfici delicate, dove non possono essere usati disinfettanti a base di alcol._

—

—

—

Prodotto sicuro, asciuga rapidamente, non macchia e non lascia striature._

—

—

—

Spray pronto per l'uso che deterge e disinfetta, grazie all'azione sinergica del sale di ammonio quaternario e dell'ortofenilfenolo, eliminando batteri, lieviti, funghi, muffe, TBC, virus (compresi HIV, HBV e HCV), adenovirus e poliovirus._

—

—

–

Etichetta/manuale: GB, FR, IT._

–

Made in Italy.

COMPOSIZION E CHIMICA_

–

100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio; O-fenilfenolo; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g; Forma del prodotto: Liquido incolore con profumo di agrumi.