

## **TAPPETINO DECONTAMINANTE BLU 60x90cm - 30 strati conf. 5 pz.**



Tappeto decontaminante antibatterico, la migliore soluzione per garantire la massima igiene al luogo di lavoro.\_

—

—

—

Totale rimozione delle contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o ruote, prima di entrare in aree pulite o sterili. Nessuna cornice contenitiva richiesta.\_

—

—

—

Dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio adesivo per aderire perfettamente a tutte le superfici pulite e asciutte.\_

—

—

—

Ogni tappetino dispone di 30 fogli in politene adesivo con uno spessore di soli 1.5 mm. Quando la pellicola superiore è completamente sporca, può essere semplicemente asportata

così da esporre la pellicola successiva pulita, contribuendo a mantenere un ambiente pulito in modo molto semplice.\_

—

—

—

- Spessore: 1,5 mm\_

—

- Dimensioni: 60 x 90 cm\_

—

- Colore: blu\_

—

- Scatola di 5 tappetini con 30 fogli ciascuno