

TAPPETINO DECONTAMINANTE BIANCO 45x115cm - 30 strati conf. 5 pz.



Tappeto decontaminante antibatterico, la migliore soluzione per garantire la massima igiene al luogo di lavoro._

—

—

—

Totale rimozione delle contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o ruote, prima di entrare in aree pulite o sterili. Nessuna cornice contenitiva richiesta._

—

—

—

Dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio adesivo per aderire perfettamente a tutte le superfici pulite e asciutte._

—

—

—

Ogni tappetino dispone di 30 fogli in politene adesivo con uno spessore di soli 1.5 mm. Quando la pellicola superiore è completamente sporca, può essere semplicemente asportata

così da esporre la pellicola successiva pulita, contribuendo a mantenere un ambiente pulito in modo molto semplice._

—

—

—

- Spessore: 1,5 mm_

—

- Dimensioni: 45 x 115 cm_

—

- Colore: bianco_

—

- Scatola di 5 tappetini con 30 fogli ciascuno