

LIQUIDO INCIDIN ECOLAB - bottiglia da 1 litro



INCIDIN™ LIQUIDO - bottiglia 1 l_

—

—

—

Disinfettante per superfici a base di alcol, pronto per l'uso. Ideale per:_

—

- superfici di dispositivi medici_

—

- unità di terapia intensiva e zone ad alto rischio_

—

—

—

Offre un'elevata sicurezza grazie all'ampio spettro di efficacia, che comprende TB e norovirus._

—

- agisce contro batteri, lieviti e tubercolosi in 5 minuti_

—

- tempo di contatto ridotto_

–

- formulazione priva di coloranti e profumi_

–

- ottima compatibilità dei materiali sulle superfici resistenti all'alcol._

–

–

–

Dispositivo medico, Classe IIa._

–

Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS.

COMPOSIZIONE CHIMICA_

–

100 g contengono: 2-propanolo 35g, 1-propanolo 25g