

## LIQUIDO INCIDIN ECOLAB - tanica da 5 litri



INCIDIN™ LIQUIDO - tanica 5 l\_

—

—

—

Disinfettante per superfici a base di alcol, pronto per l'uso. Ideale per:\_

—

- superfici di dispositivi medici\_

—

- unità di terapia intensiva e zone ad alto rischio\_

—

—

—

Offre un'elevata sicurezza grazie all'ampio spettro di efficacia, che comprende TB e norovirus.\_

—

- agisce contro batteri, lieviti e tubercolosi in 5 minuti\_

—

- tempo di contatto ridotto\_

–  
- formulazione priva di coloranti e profumi\_

–  
- ottima compatibilità dei materiali sulle superfici resistenti all'alcol.\_

–

–

–

Dispositivo medico, Classe IIa.\_

–

Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS.

#### COMPOSIZIONE CHIMICA\_

–

100 g contengono: 2-propanolo 35g, 1-propanolo 25g\_

–