

## **OXYFOAM S INCIDIN ECOLAB - spray da 750 ml conf. 6 pz.**



INCIDIN™ OXYFOAM S - spray 750 ml - conf. da 6\_

—  
—  
—

Detergente e disinfettante sporicida pronto per l'uso, con tecnologia Hi-Speed H2O2™.\_

—  
—  
—

Ideale per:\_

—  
—  
—

- pulizia e disinfezione di dispositivi medici\_

—  
—  
—

- disinfezione terminale di dispositivi medici semicritici (sonde, sondini TEE, ecc.)\_

—  
—  
—

La formulazione avanzata offre i vantaggi di una soluzione brevettata di perossido di

idrogeno con ampio spettro di efficacia contro batteri, lieviti, funghi e micobatteri, che evita residui attivi grazie alla rapida evaporazione.\_

–

–

–

OxyFoam S offre:\_

–

- ingredienti attivi che si decompongono in acqua e ossigeno\_

–

- efficacia sporicida e virucida\_

–

- ottima compatibilità dei materiali\_

–

–

–

Dispositivo medico, Classe IIb\_

–

Etichetta multilingue: GB, FR, IT, DE, NL, CZ, SK, HR, RS, EE, LT, LV.

COMPOSIZIONE CHIMICA\_

–

100 g contengono: perossido di idrogeno 1,5 g