

DISINFETTANTE GERMOCID STRUMENTI CONCENTRATO



GERMOCID STRUMENTI CONCENTRATO - bottiglia 1 l

Soluzione concentrata per una rapida ed efficace azione pulente e disinfettante prima della sterilizzazione. La soluzione diluita è utilizzabile su strumenti chirurgici invasivi contaminati con materiale organico (sangue, saliva ed essudati biologici) e non richiede azione meccanica per completare il processo di detersione. Prodotto specifico per la decontaminazione, la pulizia e un alto livello di disinfezione degli strumenti chirurgici invasivi: la formulazione è attiva contro batteri e funghi, micobatteri, virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV) e spore.

Per uso professionale.

Dispositivo medico di Classe IIb da notificare secondo il Regolamento (UE) 2017/745.

Istruzioni: GB, FR, IT.

Made in Italy.

COMPOSIZIONE E CHIMICA

100 g di prodotto contengono: Dodecilpropan-diammina 7,0 g; Didecil-propionato 6,3 g;
Coformulanti; Acqua purificata q.b. a 100,0 g.