


MOD. MUSCOLATURA CORPO UMANO



Questo modellino anatomico (1/2 rispetto a dimensioni reali) di qualità particolarmente elevata rappresenta una replica completa dell'anatomia muscolare e degli organi umani. Il modellino riproduce nei minimi dettagli i muscoli, tendini, legamenti vasi sanguigni e strutture del corpo superficiali e profonde. Gli organi interni sono amovibili per un esame ravvicinato, questa possibilità consente lo studio delle relazioni tra strutture corporee.

- Dimensioni: 30 x 33 x h 87 cm_

—

- Peso: 5,3 kg _

—

- Parti: 30