

MODELLO LARINGE - 5 parti - 2X



Questo modellino in 5 parti è sezionato longitudinalmente al fine di rilevare i dettagli più particolareggiati delle strutture interne, comprendenti l'osso ioide, cartilagini, legamenti, muscoli, vasi sanguigni, nervi e ghiandola tiroidea.

- Dimensioni: 18 x 11 x h 8 cm_

—

- Peso: 450 g _

—

- Parti: 5_

—

- Ingrandimento: 2X_

—

- Montato su base con piedistallo,