

MODELLO VESCICA + PROSTATA - 2 parti - 3X



Questo modellino, ingrandito 3 volte, espone la vescica maschile con ghiandola prostatica circostante all'uretra. La sezione mediale mostra le strutture sia interne che esterne della vescica e della prostata, compresi gli orifici degli ureteri e dell'uretra, il dotto deferente, la vescicola seminale, il dotto eiaculatorio.

- Dimensioni: 27 x 20 x h 15 cm_

—

- Peso: 1,2 kg_

—

- Parti: 2_

—

- Ingrandimento: 3X