

MODELLO RENE - 3X



Questo modellino espone la sezione frontale di un rene ingrandito 3 volte. Il rene è raffigurato completo di capsula renale. Le strutture aggiuntive includono: corticale renale, midollare, piramidi con papille, bacinetto renale parzialmente sezionati, calici renali, uretere, vasi sanguigni, ghiandola surrenale con corticale e midollare. Comprende anche uno schema del corpuscolo renale con il sistema dei dotti collettori.

- Dimensioni: 40 x 15 x h 8 cm_

—

- Peso: 1,2 kg_

—

- Parti: 1_

—

- Ingrandimento: 3X