


MOD. SISTEMA GENITALE MASCHILE - 4 parti



Questo modellino anatomico di dimensioni reali è formato da 4 parti. Presenta un'apertura all'altezza della sezione mediana sagittale del bacino. Le strutture interne del sistema urogenitale maschile sono rappresentate con un livello di dettaglio estremamente elevato. Le parti w del modellino anatomico includono la metà di un pene diviso in sezione mediana e trasversale, e metà del sistema riproduttivo maschile comprendente una sezione aperta di un testicolo che mostra i dettagli della sua struttura interna.

- Dimensioni: 25 x 18 x h 27 cm_

—

- Peso: 1,5 kg_

—

- Parti: 4X_

—

—

—

- Ingrandimento: 1X