

MODELLO CRANIO - 1X - 3 parti - numerato



Riproduzione dettagliata di un cranio umano di dimensioni reali con tutti i dettagli strutturali. La calotta cranica è rimovibile per poter rivelare le strutture interne del cranio. La mandibola è articolata e rimovibile. Tutte le articolazioni, suture, fessure, fori e processi sono caratterizzati da un'accuratezza eccezionale. Gli elementi più significativi sono numerati.

- Dimensioni: 22 x 14 x h 16 cm_

—

- Peso: 950 g_

—

- 3 parti