

MODELLO CRANIO - 1X - 3 parti - colorato



Riproduzione dettagliata di un cranio umano di dimensioni reali con tutti i dettagli strutturali. La calotta cranica è rimovibile per poter rivelare le strutture interne del cranio. La mandibola è articolata e rimovibile. Tutte le articolazioni, suture, fessure, fori e processi sono caratterizzati da un'accuratezza eccezionale. Tutte le ossa sono in colori diversi, per studiare la corretta posizione e il rapporto fra tutte le strutture.

- Dimensioni: 19,5 x 17 x h 21,5 cm_

—

- Peso: 950 g_

—

- Ingrandimento: 1X