

MODELLO CRANIO - 1X - 3 parti - muscolare



Riproduzione dettagliata di un cranio umano di dimensioni reali con tutti i dettagli strutturali. La calotta cranica è rimovibile per poter rivelare le strutture interne del cranio. La mandibola è articolata e rimovibile. Tutte le articolazioni, suture, fessure, fori e processi sono caratterizzati da un'accuratezza eccezionale. La parte sinistra del cranio raffigura i punti di origine (colore rosso) e di inserimento (colore blu) dei muscoli.

- Dimensioni: 18 x 17 x h 21 cm_

—

- Peso: 875 g_

—

- Ingrandimento: 1X