

MODELLO MINI CRANIO - 0,5X



Riproduzione dettagliata di un cranio umano di dimensioni reali con tutti i dettagli strutturali. La calotta cranica è rimovibile per poter rivelare le strutture interne del cranio. La mandibola è articolata e rimovibile. Tutte le articolazioni, suture, fessure, fori e processi sono caratterizzati da un'accuratezza eccezionale. Cranio adulto naturale in scala 1:2. Può essere smontato in calotta cranica e base del cranio. La mandibola è articolata.

- Dimensioni: 11 x 11 x h 16,5 cm_

—

- Peso: 150 g_

—

- Ingrandimento: 0,5X