

## **LAMA MONOPAZIENTE F.O. MILLER N. 0 - neonati conf. 10 pz.**



### **LAME PER LARINGOSCOPI F.O. MONOUSO**

Lama MILLER N° 0 - Neonato

Conformi a ISO 7376 Green System.

L'ingombro ridotto riduce il trauma ai denti, facilita l'accesso con un'apertura limitata della bocca e migliora la visualizzazione della laringe.

Il blocco di plastica ad alta resistenza, insieme alla spatola metallica, fornisce una grande resistenza a tutta la lama, paragonabile a quella delle lame metalliche riutilizzabili.

Design più sottile per facilitare la manovrabilità e l'intubazione.

Realizzate con un materiale che consente un'ottima trasmissione della luce: 4.000 lux con manico Xenon 2,5 V e 10.000 lux con manico LED.

Necessitano di un manico F.O.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR, Arabo.