


Lama per Laringoscopia F.O. Monouso McIntosh N°5 Adulto Extra Large - Fibra Ottica - adulti extra large conf. 10 pz.



LAME PER LARINGOSCOPI F.O. MONOUSO

Lama Mc INTOSH N° 5 - Adulto extra large

Conformi a ISO 7376 Green System.

L'ingombro ridotto riduce il trauma ai denti, facilita l'accesso con un'apertura limitata della bocca e migliora la visualizzazione della laringe.

Punta perlinata sulle lame McIntosh per facilitare l'intubazione.

Il blocco di plastica ad alta resistenza, insieme alla spatola metallica, fornisce una grande resistenza a tutta la lama, paragonabile a quella delle lame metalliche riutilizzabili.

Design più sottile per facilitare la manovrabilità e l'intubazione.

Realizzate con un materiale che consente un'ottima trasmissione della luce: 4.000 lux con manico Xenon 2,5 V e 10.000 lux con manico LED.

Necessitano di un manico F.O.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR, Arabo.

La lama per laringoscopia F.O. monouso McIntosh N°5 Adulto Extra Large è un dispositivo medico progettato per l'intubazione orotracheale in pazienti adulti con anatomia complessa

o necessità di maggiore ampiezza. Realizzata secondo standard qualitativi elevati e conforme alla normativa ISO 7376 (Green System), garantisce compatibilità con manici a fibra ottica (F.O.).

Il design McIntosh con curva pronunciata facilita la visualizzazione della laringe e l'accesso alle vie aeree, anche in caso di apertura orale limitata. La punta atraumatica e il profilo sottile contribuiscono a ridurre il rischio di traumi dentali e migliorano la manovrabilità durante la procedura di intubazione.

La struttura combina plastica ad alta resistenza e inserto metallico integrato, assicurando solidità e stabilità paragonabili alle lame riutilizzabili. Il sistema a fibra ottica consente un'eccellente trasmissione della luce, fino a 4.000 lux con manico Xenon 2,5V e fino a 10.000 lux con manico LED, migliorando la visibilità del campo operatorio.

Indicata per uso ospedaliero, pronto soccorso e ambito anestesiologicalo, la lama McIntosh N°5 monouso rappresenta una soluzione sicura, igienica e pronta all'uso per la gestione avanzata delle vie aeree.

FAQ - Domande e Risposte

Per quale paziente è indicata la lama McIntosh N°5?

È indicata per pazienti adulti, in particolare con necessità di misura extra large.

È compatibile con tutti i manici?

È compatibile con manici a fibra ottica conformi allo standard ISO 7376.

La lama è riutilizzabile?

No, è monouso e destinata a un singolo utilizzo.

Che tipo di illuminazione utilizza?

Sistema a fibra ottica con elevata trasmissione luminosa (Xenon o LED).

Riduce il rischio di traumi durante l'intubazione?

Sì, il design curvo e la punta atraumatica aiutano a minimizzare il trauma dentale.

Lama laringoscopio F.O. McIntosh N°5 adulto extra large monouso, compatibile ISO 7376, alta luminosità e design atraumatico per intubazione sicura.