


## **LAMA MONOPAZIENTE F.O. MC-INTOSH N. 5 - adulti extra large conf. 10 pz.**



LAME PER LARINGOSCOPI F.O. MONOUSO\_

—

—

—

• Lama Mc INTOSH N° 5 - Adulto extra large\_

—

—

—

Conformi a ISO 7376 Green System.\_

—

L'ingombro ridotto riduce il trauma ai denti, facilita l'accesso con un'apertura limitata della bocca e migliora la visualizzazione della laringe.\_

—

—

—

Punta perlinata sulle lame McIntosh per facilitare l'intubazione.\_

—

–  
–  
Il blocco di plastica ad alta resistenza, insieme alla spatola metallica, fornisce una grande resistenza a tutta la lama, paragonabile a quella delle lame metalliche riutilizzabili.\_

–  
–  
–  
Design più sottile per facilitare la manovrabilità e l'intubazione.\_

–  
Realizzate con un materiale che consente un'ottima trasmissione della luce: 4.000 lux con manico Xenon 2,5 V e 10.000 lux con manico LED.\_

–  
–  
–  
Necessitano di un manico F.O.\_

–  
–  
–  
Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR, Arabo.