

## LAMA MONOPAZIENTE F.O. MILLER N. 0 - neonati

LAMA PER LARINGOSCOPIO F.O. MONOUSO\_

—

—

—

- Tipo lama: MILLER\_

—

- Misura: N° 0 (neonato)\_

—

—

—

Scelta di 7 lame Miller 0,1 e McIntosh 1, 2, 3, 4, 5 per uso ospedaliero quotidiano. Conformi a ISO 7376 Green System.\_

—

L'ingombro ridotto riduce il trauma ai denti, facilita l'accesso con un'apertura limitata della bocca e migliora la visualizzazione della laringe.\_

—

Punta perlinata sulla lame McIntosh per facilitare l'intubazione.\_

—

Design più sottile per facilitare la manovrabilità e l'intubazione.\_

—

Realizzate con un materiale che consente un'ottima trasmissione della luce: 4.000 lux con manico Xenon 2,5 V e 10.000 lux con manico LED.\_

—

Necessitano di un manico F.O.\_

—

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.\_

—

—

–

Il blocco di plastica ad alta resistenza, insieme alla spatola metallica, fornisce una grande resistenza a tutta la lama, paragonabile a quella delle lame metalliche riutilizzabili.