


LAMA MONOPAZIENTE F.O. MC-INTOSH N. 5 - adulti extra large



LAMA PER LARINGOSCOPIO F.O. MONOUSO_

—

—

—

• Tipo lama: Mc INTOSH_

—

• Misura: N° 5 lama (Adulto extra large)_

—

—

—

Scelta di 7 lame Miller 0,1 e McIntosh 1, 2, 3, 4, 5 per uso ospedaliero quotidiano. Conformi a ISO 7376 Green System._

—

L'ingombro ridotto riduce il trauma ai denti, facilita l'accesso con un'apertura limitata della bocca e migliora la visualizzazione della laringe._

—

Punta perlinata sulla lama McIntosh per facilitare l'intubazione._

- Design più sottile per facilitare la manovrabilità e l'intubazione._
- Realizzate con un materiale che consente un'ottima trasmissione della luce: 4.000 lux con manico Xenon 2,5 V e 10.000 lux con manico LED._
- Necessitano di un manico F.O._
- Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo._
-
-
- Il blocco di plastica ad alta resistenza, insieme alla spatola metallica, fornisce una grande resistenza a tutta la lama, paragonabile a quella delle lame metalliche riutilizzabili.