

MANICO F.O. LED A BATTERIA MONOPAZIENTE PRONTO ALL'USO 145 kLux- pediatrico



MANICI PER LARINGOSCOPI MONOUSO_

-
-
-
- Manico "RTU" (pronto all'uso) - pediatrico_
-
-
-
- leggeri, adatti per uso ospedaliero quotidiano_
-
- monouso, evitano infezioni crociate_
-
- conformi a ISO 7376 Green System_
-
- soluzione perfetta per risolvere problemi di pulizia sul campo EMS_
-
- I manici pronti all'uso (Ready To Use, RTU) (58016-17) sono forniti con batterie precaricate

monouso ecologiche_

-

- adatti anche per lame riutilizzabili_

-

-

-

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SK.

IRC: >110_

-

Materiale: ABS_

-

Temperatura: 4500K_

-

Batterie: senza mercurio_

-

Lux: 145K