

MANICO F.O. LED A BATTERIA MONOPAZIENTE PRONTO ALL'USO 145 kLux- pediatrico conf. 10 pz.



MANICI F.O. LED MONOUSO 2,5 V_

-
-
-

Manico "RTU" (pronto all'uso) - pediatrico - conf. da 10_

-
-
-

- leggeri, adatti per uso ospedaliero quotidiano_

-
-
-

- monouso, evitano infezioni crociate_

-
-
-

- conformi a ISO 7376 Green System_

-
-
-

- soluzione perfetta per risolvere problemi di pulizia sul campo EMS_

-

- i manici pronti all'uso (Ready To Use, RTU) sono forniti con batterie precaricate monouso

ecologiche_

-

- adatti anche per lame riutilizzabili_

-

-

-

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR, Arabo.

IRC: >110_

-

Materiale: ABS_

-

Lux: 145K_

-

Temperatura: 4500K_

-

Batterie: senza mercurio