

LAMA F.O. MAXLITE MC-INTOSH N. 2 - bambini



LAME FIBRE OTTICHE "GIMA MAXLITE" _

-
-
-

Mc INTOSH N° 2 lama - ragazzi _

-
-
-

LARINGOSCOPI GIMA GREEN _

-

- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità _

-

- lame studiate per una facile intubazione _

-

- finitura opaca per ridurre i riflessi _

-

- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte _

-

- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma_
-
- tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376_
-
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine_
-
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni._
-
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V_
-
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V_
-
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili_
-
- lame non magnetiche