

SET LARINGOSCOPIO F.O. MAXLITE FLEXI - 1 lama Mc-Intosh 3



Set deluxe che include un manico F.O. ricaricabile, una F.O. Mc Intosh n. 3 e una lampadina._

—
—
—

La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una visibilità completa del processo di intubazione anche in caso di condizioni anatomiche difficili._

—

Una migliore visibilità e una minore forza di leva riducono il rischio di lesioni della laringe e dei denti._

—
—
—

- costruzione in acciaio inox, finitura opaca_

-
- utilizzabile con tutti i manici della gamma "Green" _
-
- compatibile con le norme "Green" ISO 7376 _
-
- il canale migliora l'area di visualizzazione _
-
- fascio di fibre da 4,5 mm con più di 6.500 fibre individuali _
-
- fibre di alta qualità che garantiscono un'ottima trasmissione della luce, 8.000 lux con lampadina Xenon 2,5V _
-
- 2 batterie C" o batterie ricaricabili (non incluse) _
-
- autoclavabile a 134° C, circa 2.000 volte _
-
- compatibile con la sterilizzazione al plasma (Sterrad 100 NX)