

SET LARINGOSCOPIO F.O. MAXLITE FLEXI - 2 lame Mc-Intosh 3, 4



Set deluxe che include un manico F.O. ricaricabile, due lame F.O. Mc Intosh n. 3 e 4 e una lampadina._

—

—

—

La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una visibilità completa del processo di intubazione anche in caso di condizioni anatomiche difficili._

—

Una migliore visibilità e una minore forza di leva riducono il rischio di lesioni della laringe e dei denti._

—

—

—

- costruzione in acciaio inox, finitura opaca_

—

- utilizzabile con tutti i manici della gamma "Green"_

—

- compatibile con le norme "Green" ISO 7376_
-
- il canale migliora l'area di visualizzazione_
-
- fascio di fibre da 4,5 mm con più di 6.500 fibre individuali_
-
- fibre di alta qualità che garantiscono un'ottima trasmissione della luce, 8.000 lux con lampadina Xenon 2,5V_
-
- 2 batterie C" o batterie ricaricabili (non incluse)_
-
- autoclavabile a 134° C, circa 2.000 volte_
-
- compatibile con la sterilizzazione al plasma (Sterrad 100 NX)